

— ABLYBIO, Help Your Research



NKX26 Antibody

货号: **AYP6091**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NKX26.
------	-----------------------------------------------

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	NKX2-6
Swiss	A6NCS4 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/A6NCS4/entry)
别名	NKX26 Antibody,NKX2-6,Homeobox protein NK-2 homolog F,NKX2F,NKX26

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)