

— ABLYBIO, Help Your Research



# IGLL1 Antibody

货号: **AYP6093**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human IGLL1.
------	---

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	IGLL1
Swiss	P15814 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P15814/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P15814/entry</a> )
别名	IGLL1 Antibody,IGLL1,CD179 antigen-like family member B,Ig lambda-5,Immunoglobulin omega polypeptide,Immunoglobulin-related protein 14.1,IGL1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)