

— ABLYBIO, Help Your Research



KIR2DL5B Antibody

货号: **AYP6100**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF ELISA
推荐浓度	IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane; Single-pass type I membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human KIR2DL5B.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	KIR2DL5B
Swiss	Q8NHK3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NHK3/entry)
别名	KIR2DL5B Antibody,KIR2DL5B,CD158 antigen-like family member F2,Killer cell immunoglobulin-like receptor 2DLX,CD158F,CD158F2,KIR2DL5,KIR2DLX

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)