

— ABLYBIO, Help Your Research



# MED18 Antibody

货号: **AYP6119**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,Jurkat,Mouse liver,Mouse thymus
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MED18.
------	---

## 靶点信息

研究背景	MED18 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II (Sato et al., 2003 [PubMed 12584197]).[supplied by OMIM, Oct 20 08]
基因ID	54797
基因名	MED18
Swiss	Q9BUE0 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BUE0/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BUE0/entry</a> )
别名	MED18,p28b,SRB5,MED18 Antibody,Mediator complex subunit 18

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)