

— ABLYBIO, Help Your Research



MIA2 Antibody

货号: **AYP6122**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MIA2.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	MIA2
Swiss	Q96PC5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96PC5/entry)
别名	MIA2 Antibody,MIA2,CTAGE family member 5 ER export factor,Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen 5,Meningioma-expressed antigen 6/11,CTAGE5,MEA11,MEA6,MGEA11,MGEA6

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)