

— ABLYBIO, Help Your Research



SLC25A11 Antibody

货号: **AYP6136**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	28kDa/34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293F,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Mitochondrion inner membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human SLC25A11.
------	--

靶点信息

研究背景	The oxoglutarate/malate carrier transports 2-oxoglutarate across the inner membranes of mitochondria in an electroneutral exchange for malate or other dicarboxylic acids (summary by Iacobazzi et al., 1992 [PubMed 1457818]).[supplied by OMIM, Jan 2011]
基因ID	8402
基因名	SLC25A11
Swiss	Q02978 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q02978/entry)
别名	SLC25A11,OGC,SLC20A4,SLC25A11 Antibody,Solute carrier family 25 member 11

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)