

— ABLYBIO, Help Your Research



# MLF1 Antibody

货号: **AYP6146**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	23kDa/27kDa/29kDa/30kDa/33kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,BT-474,Mouse testis
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MLF1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes an oncoprotein which is thought to play a role in the phenotypic determination of hemopoetic cells. Translocations between this gene and nucleophosmin have been associated with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	4291
基因名	MLF1
Swiss	P58340 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P58340/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P58340/entry</a> )
别名	MLF1,MLF1 Antibody,Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 1

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)