

— ABLYBIO, Help Your Research



Myoglobin Antibody

货号: **AYP6147**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Rat heart
细胞定位	cytosol,extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Myoglobin.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the globin superfamily and is expressed in skeletal and cardiac muscles. The encoded protein is a haemoprotein contributing to intracellular oxygen storage and transcellular facilitated diffusion of oxygen. At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.
基因ID	4151
基因名	MB
Swiss	P02144 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02144/entry)
别名	MB,PVALB,myoglobgin,myoglobin,Myoglobin Antibody,Nitrite reductase MB,Pseudoperoxidase MB

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)