

— ABLYBIO, Help Your Research



NEURL1 Antibody

货号: **AYP6160**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, perinuclear region
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NEURL1.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	NEURL1
Swiss	O76050 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O76050/entry)
别名	NEURL1 Antibody,NEURL1,Neuralized-like protein 1A,RING finger protein 67,RING-type E3 ubiquitin transferase NEURL1,NEURL,NEURL1A,RNF67

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)