

— ABLYBIO, Help Your Research



Entactin Antibody

货号: **AYP6167**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	122kDa/136kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T
细胞定位	Secreted,basement membrane,extracellular matrix,extracellular space
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Entactin.
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein in teracts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix.
基因ID	4811
基因名	NID1
Swiss	P14543 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P14543/entry)
别名	NID1,NID,nidogen-1,Entactin,Entactin Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)