

— ABLYBIO, Help Your Research



NR4A3 Antibody

货号: **AYP6176**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NR4A3.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	NR4A3
Swiss	Q92570 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q92570/entry)
别名	NR4A3 Antibody,NR4A3,Mitogen-induced nuclear orphan receptor,Neuron-derived orphan receptor 1,Nuclear hormone receptor NOR-1,Translocated in extraskeletal chondrosarcoma,CHN,CSMF,MINOR,NOR1,TEC

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)