

— ABLYBIO, Help Your Research



# RAB3GAP1 Antibody

货号: **AYP6191**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HepG2,Jurkat,Mouse lung,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	cytosol,extracellular exosome,Golgi apparatus,lipid droplet,postsynapse
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RAB3GAP1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	22930
基因名	RAB3GAP1
Swiss	Q15042 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15042/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15042/entry</a> )
别名	P130,RAB3GAP,RAB3GAP130,WARBM1,RAB3GAP1,RAB3GAP1 Antibody,RAB3 GTPase-activating protein 1 30 kDa subunit,Rab3-GAP p130,KIAA0066

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)