

— ABLYBIO, Help Your Research



RAB20 Antibody

货号: **AYP6194**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart
细胞定位	Cytoplasmic side,Cytoplasmic vesicle,Golgi apparatus,Lipid-anchor,phagosome,phagosome membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RAB20.
------	---

靶点信息

研究背景	Plays a role in apical endocytosis/recycling. Plays a role in the maturation and acidification of phagosomes that engulf pathogens, such as S.aureus and M.tuberculosis. Plays a role in the fusion of phagosomes with lysosomes.
------	---

基因ID	55647
基因名	RAB20
Swiss	Q9NX57 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NX57/entry)
别名	RAB20,RAB20 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)