

— ABLYBIO, Help Your Research



RAB33A Antibody

货号: **AYP6196**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	endosome,Golgi apparatus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RAB33A.
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. It is GTP-binding protein and may be involved in vesicle transport.
------	---

基因ID	9363
基因名	RAB33A
Swiss	Q14088 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14088/entry)
别名	RAB33A,RabS10,RAB33A Antibody,Small GTP-binding protein S10

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)