

— ABLYBIO, Help Your Research



RBM34 Antibody

货号: **AYP6209**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	25kDa/48kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,A-549,293T,K-562
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RBM34.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	23029
基因名	RBM34
Swiss	P42696 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P42696/entry)
别名	RBM34,RBM34 Antibody,RNA-binding motif protein 34,KIAA0117

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)