

— ABLYBIO, Help Your Research



NEK7 Antibody

货号: **AYP6216**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HepG2,Mouse lung,Rat liver
细胞定位	cytoplasm,microtubule organizing center,nucleoplasm,nucleus,spindle pole
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NEK7.
------	--

靶点信息

研究背景	NIMA-related kinases share high amino acid sequence identity with the gene product of the <i>Aspergillus nidulans</i> 'never in mitosis A' gene, which controls initiation of mitosis.[supplied by OMIM, Jul 2002]
基因ID	140609
基因名	NEK7
Swiss	Q8TDX7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8TDX7/entry)
别名	NEK7 Antibody,NEK7,Never in mitosis A-related kinase 7

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)