

— ABLYBIO, Help Your Research



# SIRPG Antibody

货号: **AYP6230**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane ; Single-
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human SIRPG.
------	---

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	SIRPG
Swiss	Q9P1W8 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9P1W8/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9P1W8/entry</a> )
别名	SIRPG Antibody,SIRPG,CD172 antigen-like family member B,Signal-regulatory protein beta-2,SIRPB2

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)