

— ABLYBIO, Help Your Research



SLC24A4 Antibody

货号: **AYP6232**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	52kDa/61kDa/67kDa/69kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse brain tissue, HeLa cells, mouse heart tissue
细胞定位	Cell membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human SLC24A4.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the potassium-dependent sodium/calcium exchanger protein family. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	--

基因ID	123041
基因名	SLC24A4
Swiss	Q8NFF2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NFF2/entry)
别名	SLC24A4,AI2A5,NCKX4,SHEP6,SLC24A2,SLC24A4 Antibody,Na(+)/K(+)/Ca(2+)-exchange protein 4,Solute carrier family 24 member 4

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)