

— ABLYBIO, Help Your Research



# SFR19 Antibody

货号: **AYP6240**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human SFR19.
------	---

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	SCAF1
Swiss	Q9H7N4 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H7N4/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H7N4/entry</a> )
别名	SFR19 Antibody,SCAF1,SR-related C-terminal domain-associated factor 1,SR-related-CTD-associated factor, Serine arginine-rich pre-mRNA splicing factor SR-A1,SFRS19,SRA1,SFR19

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)