

— ABLYBIO, Help Your Research



# RALY Antibody

货号: **AYP6296**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	30kDa/32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,HeLa,Mouse lung,Rat kidney
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RALY.
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) gene family. This protein may play a role in pre-mRNA splicing and in embryonic development. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	22913
基因名	RALY
Swiss	Q9UKM9 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UKM9/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UKM9/entry</a> )
别名	RALY,HNRPCL2,P542,RALY Antibody,Autoantigen p542,Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C-like 2,hnRNP associated with lethal yellow protein homolog

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)