

— ABLYBIO, Help Your Research



CREB3L2 Antibody

货号: **AYP6302**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane, [Processed cyclic AMP-responsive element-binding
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CREB3L2.
------	-------------------------------------------------

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	CREB3L2
Swiss	Q70SY1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q70SY1/entry)
别名	CREB3L2 Antibody,CREB3L2,BBF2 human homolog on chromosome 7,BBF2H7

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)