

— ABLYBIO, Help Your Research



OSR2 Antibody

货号: **AYP6310**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human OSR2.
------	--

靶点信息

研究背景	OSR2 is a mammalian homolog of the Drosophila odd-skipped family of transcription factors (Lan et al., 2004 [PubMed 15175245]).
------	---

基因ID	116039
基因名	OSR2
Swiss	Q8N2R0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N2R0/entry)
别名	OSR2,OSR2 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)