

# IGF2BP2 Antibody

货号: **AYP6338**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	54kDa/58kDa/59kDa/61kDa/66kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,BxPC-3,HeLa,Jurkat,NIH/3T3
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human IGF2BP2.
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the IGF-II mRNA-binding protein (IMP) family. The protein encoded by this gene contains four KH domains and two RRM domains. It functions by binding to the 5' UTR of the insulin-like growth factor 2 (IGF2) mRNA and regulating IGF2 translation. Alternative promoter usage and alternate splicing result in multiple variants encoding different isoforms.
基因ID	10644
基因名	IGF2BP2
Swiss	Q9Y6M1

别名	IGF2BP2;IMP-2;IMP2;VICKZ2
----	---------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)