

— ABLYBIO, Help Your Research



MYL7 Antibody

货号: **AYP6355**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	19kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Mouse heart
细胞定位	A band,cytoplasm,cytosol,dendritic spine
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MYL7.
------	--

靶点信息

研究背景	Predicted to enable calcium ion binding activity. Located in A band.
基因ID	58498

基因名	MYL7
Swiss	Q01449 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q01449/entry)
别名	MYL7,MYL2A,MYLC2A,MYL7 Antibody,Myosin regulatory light chain 7

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)