

# MYL7 Antibody

货号: **AYP6355**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	19kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Mouse heart
细胞定位	A band,cytoplasm,cytosol,dendritic spine
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MYL7.
------	--

## 靶点信息

研究背景	Predicted to enable calcium ion binding activity. Located in A band.
基因ID	58498
基因名	MYL7
Swiss	Q01449
别名	MYL7;MYL2A;MYLC2A

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)