

— ABLYBIO, Help Your Research



IRAK2 Antibody

货号: **AYP6397**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	69kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,HeLa,HepG2,NCI-H460,Mouse liver,Mouse kidney,Rat lung
细胞定位	cytoplasm,cytosol,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human IRAK2.
------	---

靶点信息

研究背景	IRAK2 encodes the interleukin-1 receptor-associated kinase 2, one of two putative serine/threonine kinases that become associated with the interleukin-1 receptor (IL1R) upon stimulation. IRAK2 is reported to participate in the IL1-induced upregulation of NF-kappaB.
------	---

基因ID	3656
基因名	IRAK2
Swiss	O43187 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43187/entry)
别名	IRAK2,IRAK-2,IRAK2 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)