

— ABLYBIO, Help Your Research



FCGR2C Antibody

货号: **AYP6411**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	[Isoform IIC4]: Cytoplasm, [Isoform IIC3]: Cell membrane; Single-pass type I, [Isoform IIC2]: Cell membrane; Single-pass type I, [Isoform IIC1]: Cell membrane; Single-pass type I
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human FCGR2C.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	FCGR2C
Swiss	P31995 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P31995/entry)
别名	FCGR2C Antibody,FCGR2C,CDw32,Fc-gamma RII-c,CD32,FCG2,IGFR2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)