

— ABLYBIO, Help Your Research



LAMP1 Antibody

货号: **AYP6415**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	38kDa/44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver
细胞定位	Cell membrane,Endosome membrane,Late endosome,Lysosome membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human LAMP1.
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of a family of membrane glycoproteins. This glycoprotein provides selectins with carbohydrate ligands. It may also play a role in tumor cell metastasis.
------	---

基因ID	3916
基因名	LAMP1
Swiss	P11279 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11279/entry)
别名	LAMP1,CD107a,LAMPA,LGP120,LAMP1 Antibody,CD107 antigen-like family member A

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)