

— ABLYBIO, Help Your Research



# LY75 Antibody

货号: **AYP6418**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane ; Single-pass type I
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human LY75.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	LY75
Swiss	O60449
别名	LY75 Antibody,LY75,C-type lectin domain family 13 member B,DEC-205,gp200-MR6,CD205,CLEC13B

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)