

# CLM-1 Antibody

货号: **AYP6421**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,U-937,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CLM-1.
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the CD300 protein family. Members of this family are cell surface glycoproteins with a single IgV-like extracellular domain, and are involved in the regulation of immune response. The encoded protein is an inhibitory receptor. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	146722
基因名	CD300LF
Swiss	Q8TDQ1

别名	CD300LF;CD300f;CLM-1;CLM1;IREM-1;IREM1;lgSF13;LMIR3;NKIR
----	--

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)