

— ABLYBIO, Help Your Research



ATG16L2 Antibody

货号: **AYP6423**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	31kDa/56kDa/68kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SGC-7901,HepG2,LO2,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ATG16L2.
------	---

靶点信息

研究背景	May play a role in regulating epithelial homeostasis in an ATG16L1-dependent manner.
基因ID	89849

基因名	ATG16L2
Swiss	Q8NAA4
别名	ATG16L2,ATG16B,WDR80,ATG16L2 Antibody,APG16-like 2,Autophagy-related protein 16-2,WD repeat-containing protein 80

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)