

— ABLYBIO, Help Your Research



# IL-1R9 Antibody

货号: **AYP6425**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane; Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human IL-1R9.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	IL1RAPL2
Swiss	Q9NP60
别名	IL-1R9 Antibody,IL1RAPL2,IL1RAPL-2-related protein,Interleukin-1 receptor 9,Three immunoglobulin domain-containing IL-1 receptor-related 1,IL1R9,IL-1R9

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)