

— ABLYBIO, Help Your Research



RRM2B Antibody

货号: **AYP6431**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm. Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RRM2B.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	50484

基因名	RRM2B
Swiss	Q7LG56
别名	RRM2B Antibody,RRM2B,TP53-inducible ribonucleotide reductase M2 B,p53-inducible ribonucleotide reductase small subunit 2-like protein,P53R2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)