

MCPH1 Antibody

货号: **AYP6434**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | Cytoplasm, cytoskeleton, microtubule organizing |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|---|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human MCPH1. |
|------|---|

靶点信息

| | |
|-------|--------|
| 研究背景 | |
| 基因ID | 3134 |
| 基因名 | MCPH1 |
| Swiss | Q8NEM0 |
| 别名 | |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn