

FAM3D Antibody

货号: AYP6435

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse large intestine,Rat large intestine
细胞定位	extracellular region,extracellular space
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human FAM3D.
------	---

靶点信息

研究背景	Involved in negative regulation of insulin secretion. Predicted to be located in extracellular region. Predicted to be integral component of membrane. Predicted to be active in extracellular space.
基因ID	131177
基因名	FAM3D
Swiss	Q96BQ1

别名	EF7;OIT1;FAM3D
----	----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn