

— ABLYBIO, Help Your Research



CCBP2 Antibody

货号: **AYP6458**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF ELISA
推荐浓度	IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Early endosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CCBP2.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	ACKR2
Swiss	O00590 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O00590/entry)
别名	CCBP2 Antibody,ACKR2,C-C chemokine receptor D6,Chemokine receptor CCR-10,Chemokine receptor CCR-9,Chemokine-binding protein 2,Chemokine-binding protein D6,CCBP2,CCR10,CMKBR9,D6

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)