

— ABLYBIO, Help Your Research



EMR4 Antibody

货号: **AYP6464**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human EMR4.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	ADGRE4P
Swiss	Q86SQ3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86SQ3/entry)
别名	EMR4 Antibody,ADGRE4P,EGF-like module receptor 4,EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 4,G-protein coupled receptor 127,G-protein coupled receptor PGR16,EMR4,EMR4P,GPR127,PGR16

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)