

GHRHR Antibody

货号: AYP6466

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human GHRHR.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a receptor for growth hormone-releasing hormone. Binding of this hormone to the receptor leads to synthesis and release of growth hormone. Mutations in this gene have been associated with isolated growth hormone deficiency (IGHD), also known as Dwarfism of Sindh, a disorder characterized by short stature.
基因ID	2692
基因名	GHRHR
Swiss	Q02643

别名	GHRHR;GHRFR;GRFR;IGHD1B
----	-------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn