

— ABLYBIO, Help Your Research



# MAS1L Antibody

货号: **AYP6477**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF ELISA
推荐浓度	<b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MAS1L.
------	---

## 靶点信息

研究背景	Predicted to enable G protein-coupled receptor activity. Predicted to be involved in G protein-coupled receptor signaling pathway. Located in cytosol; nucleoplasm; and plasma membrane.
------	--

基因ID	116511
基因名	MAS1L
Swiss	P35410 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35410/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35410/entry</a> )
别名	MAS1L,MAS-L,MRG,dj994E9.2,MAS1L Antibody,MAS1-like

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)