

— ABLYBIO, Help Your Research



PEVR1 Antibody

货号: **AYP6508**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human PEVR1.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	SLC52A2
Swiss	Q9HAB3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HAB3/entry)
别名	PEVR1 Antibody,SLC52A2,Porcine endogenous retrovirus A receptor 1,Protein GPR172A,Riboflavin transporter 3,GPR172A,PAR1,RFT3,PEVR1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)