

— ABLYBIO, Help Your Research



# Cleaved MASP-1 HC (Arg448) Antibody

货号: **AYP6549**

## 产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, [Isoform MASP-1]: Secreted, [Isoform MASP-3]: Secreted
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Cleaved MASP-1 HC (Arg448).
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	5648

基因名	MASP1
Swiss	P48740
别名	Cleaved MASP-1 HC (Arg448) Antibody, MASP1, Complement-activating component of Ra-reactive factor, Mannose-binding lectin-associated serine protease 1, Mannose-binding protein-associated serine protease, Ra-reactive factor serine protease p100

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)