

— ABLYBIO, Help Your Research



Cleaved Ephrin-A2 (Asn188) Antibody

货号: **AYP6551**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane ; Lipid-anchor, GPI-
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Cleaved Ephrin-A2 (Asn188).
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	EFNA2
Swiss	O43921
别名	Cleaved Ephrin-A2 (Asn188) Antibody,EFNA2,EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 6,HEK7 ligand,EPLG6,LERK6,Cleaved Ephrin-A2 (Asn188)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)