

— ABLYBIO, Help Your Research



Cleaved GGT4 HC (Thr472)) Antibody

货号: **AYP6553**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane ; Single-
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Cleaved GGT4 HC (Thr472)).
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	GGT7
Swiss	Q9UJ14
别名	Cleaved GGT4 HC (Thr472)) Antibody,GGT7,Gamma-glutamyltransferase 7,Gamma-glutamyltransferase-like 3,Gamma-glutamyltransferase-like 5,Gamma-glutamyltranspeptidase 7,GGTL3,GGTL5,Cleaved GGT4 HC (Thr472))

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)