

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Fluor488-conjugated

货号: AYS5001

产品信息

反应	Rabbit
宿主	Goat
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB 1:100 - 1:500,: IF/ICC 1:100-1:500:
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Fluor488. Ex:499nm/Em:520nm
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	
Swiss	
别名	

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)