

— ABLYBIO, Help Your Research



SLC15A3

货号: **AYT1020**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB: 1:500-2000 IF: 1: 50-1: 300
理论分子量	64kD
实测分子量	64kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Lysosome membrane ; Multi-pass membrane protein . Endosome membrane ; Multi-pass membrane protein .
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from human S15A3 AA range: 370-420
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	51296
基因名	SLC15A3 OCTP PHT2 PTR3
Swiss	Q8IY34 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IY34/entry)
别名	SLC15A3 OCTP PHT2 PTR3, S15A3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)