



PGLYRP1 Rabbit pAb

货号: **AYT1027**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1: 500-1: 2000 IHC: 1: 100-1: 300
理论分子量	22kD
实测分子量	22kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted. Cytoplasmic granule.
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	The antiserum was produced against synthesized peptide derived from the Internal region of human PGLY RP1.:120-180
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	8993
基因名	PGLYRP1
Swiss	O75594 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75594/entry)
别名	PGLYRP1 ; PGLYRP ; PGRP

产品验证



Western blot analysis of PGLYRP1 expressed in RAW264.7, K562 using PGLYRP1 Rabbit pAb at 1:500. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)