



RNF213

货号: **AYT1028**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB: 1: 500-1: 2000 IF: 1: 100-1: 300
理论分子量	573kD
实测分子量	573kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.584.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm , cytosol . Lipid droplet .
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from human RN213
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	57674;

基因名	RNF213 ALO17 C17orf27 KIAA1554 KIAA1618 MYSTR
Swiss	Q63HN8 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q63HN8/entry)
别名	ring finger protein 213, Protein ALO17, KIAA1618, KIAA1554, C17orf27

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)