



Substance P Antibody

货号: **AYT1033**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	
克隆性	
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB 1:500-2000: IF/ICC : 1:50-1:300
理论分子量	15kD(Calculated).
实测分子量	16kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted.
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	6863;

基因名	TAC1 NKA NKNA TAC2
Swiss	P20366 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P20366/entry)
别名	C-terminal-flanking peptide;neurokinin A;neurokinin alpha;NKA;NKNA;PPT;preprotachykinin;protachykinin;protachykinin-1;SubstanceP;TAC1;TAC2;Tachykinin 1;Tachykinin precursor 1;Tachykinin1;TKN1_HUMAN;S P;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)