



Glrx5 Rabbit pAb

货号: **AYT1035**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB 1:500-2000: IF, 1: 50-300:
理论分子量	17 kDa
实测分子量	10K-17KD
形式	
保存条件	
偶联物	
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	51218;

基因名	GLRX5 C14orf87
Swiss	Q86SX6 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86SX6/entry)
别名	C14orf87, FLB4739, GLRX 5, GLRX5, Glutaredoxin-related protein 5, mitochondrial

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)