



HERC2 Rabbit pAb

货号: **AYT1052**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF
推荐浓度	WB 1:500-2000: IF :1:50-1:300:
理论分子量	527 kDa
实测分子量	527 kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.103.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm. Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	8924;

基因名	HERC2
Swiss	O95714 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95714/entry)
别名	D15F37S1; E3 ubiquitin-protein ligase HERC2; HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2; HECT domain and RCC1 like domain containing protein 2; HECT domain and RCC1-like domain-containing protein 2; Hect domain and RLD 2; HERC2; HERC2_HUMAN; jdf2; MRT38; p528; Probable E3 ubiquitin-protein ligase HERC2; SHEP1;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)